

Prenosná elektronická váha - OHAUS YA

Návod na obsluhu



Váhy OHAUS YA sa odlišujú len v kapacite a hmotnostných jednotkách. Ak nie je inak napísané, tento návod platí pre všetky modely.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte váhu pri špecifikovanej optimálnej teplote.

Na dosiahnutie najlepšej presnosti vážte v čistom prostredí bez elektrostatických a magnetických polí, prachu, nečistôt, vlhkosti alebo vibrácií.

Používajte váhu ohľaduplne, jemne ukladajúc vážené predmety do stredu platne. Zabránením hrubého zaobchádzania predĺžite životnosť vašej váhy.

Kalibračné závažie nie je súčasťou dodávky.

NÁVOD NA OBSLUHU VÁH YA

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli pre zakúpenie našej váhy. Ak sa bude o nej postarané a bude jej poskytnutá predpísaná údržba, bude Vám slúžiť roky a poskytovať spoľahlivé výsledky.

Prosíme, prečítajte si návod pred použitím váhy.

RADY PRED POUŽITÍM VÁHY

- Váhu nevystavujte extrémnym horúčavám alebo chladu. Vaša váha bude pracovať lepšie, pokiaľ ju používate pri bežnej pokojovej teplote. Odporúčame Vám poskytnúť váhe dostatočný čas na to, aby sa mohla aklimatizovať na normálnu izbovú teplotu, v rozsahu minimálne jednej hodiny pred zahájením jej používania.
- Poskytnite svojej váhe dostatok času na zahriatie. Obvykle stačí 30 – 60 sekúnd, aby sa vnútorné súčasti váhy stabilizovali pred zahájením kalibrácie.
- Svojej váhe zaistíte čisté prostredie. Prach, nečistoty, vlhkosť, vibrácie, prúdenie vzduchu a príliš malá vzdialenosť od iných elektronických zariadení môže nepriaznivo ovplyvniť spoľahlivosť a presnosť Vašej váhy.
- Svoju váhu obsluhujte s náležitou starostlivosťou. Všetky predmety alebo vzorky, ktoré chcete vážiť, pokladajte na povrch vážiacej misky zľahka. Aj keď je váha zkonštruovaná tak, aby bola dobre odolná, snažte sa vyhýbať jej používaniu v nepriaznivom prostredí, pretože by mohlo natrvalo poškodiť jej vnútorné časti.
- S váhou netraste, nepúšťajte ju z výšky, ani ju nevystavujte žiadnemu inému šokovému zaťaženiu. Váha je presným meracím prístrojom a vyžaduje opatrné zaobchádzanie..
- Váhu používajte len vtedy, ak je umiestnená na stabilnom povrchu, na ktorom sa nevyskytujú vibrácie.

ŠPECIFIKÁCIE

Modely: YA102, YA302, YA501

Váživosti: 100 g × 0,01 g, 300 g × 0,05 g, 500 g × 0,1 g

Jednotky: g, oz, ct, gn, dwt

Kalibrácia: externá kalibrácia

Rozsah pre tarovanie: v plnom rozsahu váživosti

Automatické vypínanie (štandardné nastavenie): 10 – 30 sekúnd

Ideálna teplota pre použitie : 10 °C – 30 °C

Displej: LCD

Napájanie: 2 batérie veľkosti AAA

POUŽÍVANIE VÁHY

- Váhu postavte na vodorovný, plochý povrch a potom tlačte tlačidlo ON/OFF.
- Počkajte, kým sa na displeji neobjaví „0.00“.
- Na vážiacu misku položte predmet alebo vzorku, ktorú chcete zvážiť.
- Pomocou tlačidla MODE môžete prepínať medzi mernými jednotkami.

VÁŽENIE S TÁROU

- Podľa pokynov uvedených v časti Používanie váhy váhu zapnite.
- „Tarovaný predmet“ (nádobu na váženie) položte na vážiacu misku.
- Stlačte tlačidlo TARE a počkajte, kým sa na displeji neobjaví „0.00“.
- Do nádoby pre váženie pridajte „vzorku“, ktorý chcete zvážiť.

KALIBRÁCIA

- Podľa pokynov uvedených v časti Používanie váhy ju zapnite.
- Počkajte, kým sa na displeji neobjaví „0.00“.
- Stlačte a podržte stlačené tlačidlo MODE tak dlho, kým sa na displeji neobjaví „CAL“.
- Znovu stlačte tlačidlo MODE a počkajte, kým na LCD displeji nezačne blikat „*.“.
- Na stred vážiacej misky položte závažie, ktorého hodnota hmotnosti odpovedá hodnote zobrazenej na LCD displeji, a potom znovu stlačte tlačidlo MODE.
- Počkajte, kým sa na displeji neobjaví hlásenie „PASS“ a potom závažie odoberte.
- Stlačením tlačidla ON/OFF váhu vypnete.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Základnou príčinou nepresnosti alebo nesprávnej funkcie váhy sú takmer vybité batérie alebo ich nesprávna inštalácia, nesprávna alebo nedostatočne častá kalibrácia, preťaženie váhy alebo používanie váhy na nestabilnom povrchu. Rešpektujte prosím pokyny pre správnu údržbu a riadne používanie Vašej váhy. Váha je presným vážiacim prístrojom a je nutné s ňou zaobchádzať s maximálnou starostlivosťou.

ZOBRAZENIE CHÝB NA DISPLEJI

[lo], [88888] alebo žiadne zobrazenie – vymeňte batérie.

[OUT2] – Podľa vyššie uvedených pokynov vykonajte kalibráciu váhy.

[O-Ld] – Váha je preťažená. Okamžite odstráňte predmet, ktorý sa nachádza na vážiacej miske!!

[EEEE] alebo [LLLL] – Došlo k poškodeniu interných súčastí (zrejme došlo k šokovému zaťaženiu váhy, jej pádu alebo neprimeranému zaťaženiu. Pokúste sa váhu znovu skalibrovať. Ak nie je poškodenie váhy príliš vážne, recalibrácia by mala problém odstrániť.



[UNST] – Váhu používajte na podklade s väčšou stabilitou (napr. plochom).

POZNÁMKA:

Toto zariadenie bolo skúšané a bolo overené, že odpovedá limitom triedy A digitálnych prístrojov v súlade s časťou 15 pravidiel FCC.

Tieto limity boli navrhované tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti rušivým interferenciám v prípadoch, keď je zariadenie používané v priemyslovom prostredí. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú energiu a ak není nainštalované a používané v súlade s týmto návodom k obsluhu, môže vyvolávať rušivú interferenciu rádiovkej komunikácie. Používanie tohto zariadenia v obytných priestoroch pravdepodobne môže spôsobiť rušivú interferenciu. V takom prípade je užívateľ sám zodpovedný za odstránenie rušivých interfencií na svoje náklady.

Toto digitálne zariadenie triedy A zodpovedá požiadavkám kanadského predpisu ICES-003.

	Toto zariadenie odpovedá požiadavkám smernice o elektromagnetickej kompatibilite 89/336/EHS a požiadavkám smernice o nízkom napätí 73/23/EHS. Kompletné prehlásenie o zhode je k dispozícii u výrobcu Ohaus Corporation.
	AS/NZS4251.1 emisie; AS/NZS4252.1 imunita.

Zastúpenie pre SR:

Brutto s.r.o. – výrobca váh a vážiacich systémov
Trnavská cesta 912
926 01 Sered'
Slovenská republika

Tel: +421 31 789 28 30
Fax: +421 31 789 13 71

